

추가 정보 - IOPI® 보고서 작성기 소프트웨어

IOPI Pro 및 Trainer 기기와 함께 사용하는 소프트웨어 부속품 - 버전 1.0.2.0

운영 시스템 요건

이 애플리케이션은 다음 운영 체제에서 실행되도록 만들어졌습니다:

- Windows 11 운영 체제 또는 여전히 Microsoft 에서 지원하는 Windows 10 운영 체제
- .NET Framework 4.8 필요(기본적으로 설치되어 있지 않은 경우 <https://dotnet.microsoft.com/en-us/download/dotnet-framework/net48> 로 이동하여 런타임 설치)

퀵스타트

제공받은 USB 드라이브를 컴퓨터에 연결한 후 다음을 클릭하십시오: **IOPI® Report Generator Quick Start**.

문서 조회

IOPI® 보고서 작성기 소프트웨어 사용 지침 전문은 소프트웨어의 일부로 전자 형식으로 제공됩니다. IOPI® 보고서 작성기 추가 정보 파일, 사용 설명서, 라이선스 계약서는 퀵스타트 창에 있는 **추가 정보**, **사용 설명서** 또는 **라이선스 계약서** 버튼을 선택하여 확인할 수 있습니다.

보고서 작성기 사용 설명서의 인쇄 버전은 판매 대리점이나 IOPI Medical 에 문의하시기 바랍니다.

IOPI® 보고서 작성기

설치

퀵스타트 창에 있는 **IOPI® 보고서 작성기 설치** 버튼을 선택한 후 설치 지시를 따르십시오.

USB 드라이브에서 실행

사용자가 컴퓨터에 애플리케이션을 직접 설치할 권한이 없을 경우 이 과정이 필요할 수 있습니다. 모든 프로그램 파일은 제공된 USB 드라이브에 있습니다.

퀵스타트 창에 있는 **USB 에서 IOPI® 보고서 작성기 실행** 버튼을 선택하십시오.

FTDI 드라이버

IOPI Series 3 기기는 FTDI 의 드라이버가 필요합니다. 해당 드라이버는 이미 설치되어 있거나 Windows 10 또는 Windows 11 에서 자동으로 다운로드됩니다. 연결 문제가 발생하는 경우는 주로 컴퓨터에 올바른 드라이브가 없기 때문입니다. 아래 지시사항을 따라 FTDI 드라이버를 수동으로 설치하십시오.

한국어

퀵스타트 창에 있는 **FTDI 드라이버 업데이트** 버튼을 선택하고 지시사항을 따르십시오. 업데이트된 드라이버는 FTDI 웹사이트(<https://ftdichip.com/drivers/vcp-drivers/>)에서 이용 가능합니다. “setup executable(설치 실행 가능)” 버전이 필요합니다.

IOPI® Medical LLC
18500 156th Ave NE, STE 104
Woodinville, WA 98072 U.S.A.

전화번호: +1 (425) 549-0139
이메일: info@iopimedical.com
웹사이트: www.IOPIMedical.com