

# 自述文件 - IOPI® 报告生成器软件

与 IOPI Pro 和 Trainer 设备配合使用的软件附件 - 版本 1.0.2.0

## 操作系统要求

本应用程序拟在以下系统上运行：

- Windows 11 操作系统，或微软仍提供技术支持的 Windows 10 操作系统
- 需要 .NET Framework 4.8（如果默认未安装，请访问 <https://dotnet.microsoft.com/en-us/download/dotnet-framework/net48>，并安装运行环境程序包）

## 快速入门

将提供的 USB 驱动器插入计算机并单击：**IOPI® Report Generator Quick Start**。

## 查看文件

IOPI® 报告生成器软件的完整使用说明作为软件的一部分以电子版形式提供。您可以通过在快速入门窗口中选择“**自述文件**”、“**《用户手册》**”或“**许可协议**”按钮来查看 IOPI® 报告生成器自述文件、用户手册和许可协议。

如需纸质版“报告生成器用户手册”，请联系经销商或 IOPI Medical。

## IOPI® 报告生成器

### 安装

在快速入门窗口中选择“**安装 IOPI® 报告生成器**”按钮，然后按照安装说明进行操作。

### 从 USB 驱动器运行

如果用户无权直接在计算机上安装应用程序，则可能需要执行此过程。所有程序文件保留在提供的 USB 驱动器上。

在快速入门窗口中选择“**从 USB 运行 IOPI® 报告生成器**”按钮。

### FTDI 驱动程序

IOPI® 系列 3 设备需要 FTDI 制造的驱动程序。该驱动程序可能已经存在，或者可能会自动在 Windows 10 或 Windows 11 计算机上下载。如果遇到连接问题，计算机很可能没有正确的驱动程序。按照下面的说明手动安装 FTDI 驱动程序。

在快速入门窗口中选择“更新 FTDI 驱动程序”按钮，然后按照说明进行操作。您可以在 FTDI 网站 <https://ftdichip.com/drivers/vcp-drivers/> 上获得更新的驱动程序。请注意，您将需要“安装可执行文件”版本。

IOPI® Medical LLC  
18500 156th Ave NE, STE 104  
Woodinville, WA 98072 U.S.A.

电话: +1 (425) 549-0139  
电子邮件: [info@iopimedical.com](mailto:info@iopimedical.com)  
网站: [www.IOPIMedical.com](http://www.IOPIMedical.com)