

## 讀我 — IOPI® 報告產生器軟體

與 IOPI Pro 和 Trainer 裝置搭配使用的軟體 — 1.0.2.0 版

### 作業系統要求

此應用程式可於以下平台上執行：

- Windows 11 作業系統或仍受 Microsoft 支援的 Windows 10 作業系統
- 需要安裝 .NET Framework 4.8 (如果未預設安裝, 請前往 <https://dotnet.microsoft.com/en-us/download/dotnet-framework/net48> 並安裝執行階段)

### 快速入門

將提供的 USB 隨身碟插入您的電腦並點選：「IOPI® Report Generator Quick Start」。

### 查看文件

IOPI® 報告產生器軟體的完整使用說明作為該軟體的一部分以電子形式提供。點選快速入門視窗上的「讀我」、「使用手冊」或「授權合約」按鈕, 可以查看 IOPI® 報告產生器《讀我》檔案、《使用手冊》和《授權合約》。

若要取得報告產生器《使用手冊》的紙本版本, 請聯繫您的經銷商或 IOPI Medical。

### IOPI® 報告產生器

#### 安裝

在快速入門視窗上點選「安裝 IOPI® 報告產生器」按鈕並依照設定說明操作。

#### 從 USB 隨身碟執行

如果使用者無權直接在電腦上安裝應用程式, 則可能需要執行此過程。所有程式檔案保留在提供的 USB 隨身碟上。

在快速入門視窗上點選「從 USB 運行 IOPI® 報告產生器」按鈕。

#### FTDI 驅動程式

IOPI® 系列 3 裝置需要 FTDI 製造的驅動程式。該驅動程式可能已經存在, 或者可能會在 Windows 10 或 Windows 11 電腦上自動下載。如果遇到連接問題, 電腦很可能沒有正確的驅動程式。按照下面的說明手動安裝 FTDI 驅動程式。

在快速入門視窗上點選「更新 FTDI 驅動程式」按鈕並按照指示操作。可從 FTDI 網站 <https://ftdichip.com/drivers/vcp-drivers/> 上獲得最新的驅動程式。請注意：您需要「安裝可執行檔」版本。

IOPI® Medical LLC  
18500 156th Ave NE, STE 104  
Woodinville, WA 98072 U.S.A.

電話：+1 (425) 549-0139  
電子郵件信箱：info@iopimedical.com  
網頁：www.IOPIMedical.com