

README - Λογισμικό IOPI® Report Generator

Παρελκόμενο λογισμικό για χρήση με τα τεχνολογικά προϊόντα IOPI Pro και Trainer - Έκδοση 1.0.2.0

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Η εφαρμογή αυτή προορίζεται για να εκτελείται σε:

- Λειτουργικό σύστημα Windows 11 ή λειτουργικό σύστημα Windows 10 που υποστηρίζεται ακόμα από τη Microsoft
- Απαιτείται το .NET Framework 4.8 (εάν αυτό δεν είναι εγκατεστημένο από προεπιλογή, μεταβείτε στη διεύθυνση <https://dotnet.microsoft.com/en-us/download/dotnet-framework/net48> και εγκαταστήστε το λογισμικό χρόνου εκτέλεσης)

ΓΡΗΓΟΡΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗ

Εισαγάγετε την παρεχόμενη μονάδα USB στον υπολογιστή σας και κάντε κλικ στο: **Γρήγορη εκκίνηση του IOPI® Report Generator**.

ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

Οι πλήρεις οδηγίες χρήσης για το λογισμικό IOPI® Report Generator είναι διαθέσιμες σε ηλεκτρονική μορφή ως μέρος του λογισμικού. Το αρχείο README του IOPI® Report Generator, το εγχειρίδιο χρήστη και η σύμβαση παραχώρησης άδειας χρήσης μπορούν να προβληθούν επιλέγοντας τα κουμπιά **README**, **Εγχειρίδιο χρήσης** ή **Σύμβαση παραχώρησης άδειας χρήσης** στο παράθυρο Γρήγορη εκκίνησης.

Για να λάβετε μια έγχαρτη έκδοση του εγχειριδίου χρήστη του Report Generator, επικοινωνήστε με τον διανομέα σας ή με την IOPI Medical.

IOPI® REPORT GENERATOR

Εγκατάσταση

Επιλέξτε το κουμπί **Εγκατάσταση του IOPI® Report Generator** στο παράθυρο Γρήγορης εκκίνησης και ακολουθήστε τις οδηγίες διαμόρφωσης.

Εκτέλεση από μονάδα USB

Η διαδικασία αυτή μπορεί να είναι απαραίτητη σε περίπτωση που ο χρήστης δεν είναι εξουσιοδοτημένος να εγκαταστήσει μια εφαρμογή απευθείας σε έναν υπολογιστή. Όλα τα αρχεία του προγράμματος παραμένουν στην παρεχόμενη μονάδα USB.

Επιλέξτε το κουμπί **Εκτέλεση του IOPI® Report Generator από USB** στο παράθυρο Γρήγορης εκκίνησης.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ FTDI

Για τα τεχνολογικά προϊόντα IOPI της Σειράς 3 απαιτείται πρόγραμμα οδήγησης της FTDI. Αυτό το πρόγραμμα οδήγησης μπορεί να υπάρχει ήδη ή μπορεί να γίνει αυτόματη λήψη του σε έναν υπολογιστή με Windows 10 ή Windows 11. Εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα σύνδεσης, ο υπολογιστής σας πιθανότατα δε διαθέτει το κατάλληλο πρόβλημα πρόγραμμα οδήγησης. Για να προβείτε σε μη αυτόματη εγκατάσταση του προγράμματος οδήγησης FTDI, ακολουθήστε τις οδηγίες παρακάτω.

Επιλέξτε το κουμπί **Ενημέρωση προγράμματος οδήγησης FTDI** στο παράθυρο Γρήγορη εκκίνηση και ακολουθήστε τις οδηγίες. Ενημερωμένα προγράμματα οδήγησης μπορεί να είναι διαθέσιμα στον ιστότοπο της FTDI <https://ftdichip.com/drivers/vcp-drivers/>. Λάβετε υπόψη ότι απαιτείται η έκδοση «εκτελέσιμη διαμόρφωση».

IOPI® Medical LLC
18500 156th Ave NE, STE 104
Woodinville, WA 98072 Η.Π.Α.

Τηλέφωνο: +1 (425) 549-0139
E-mail: info@iopimedical.com
Ιστότοπος: www.IOPIMedical.com