

README – software IOPI® Report Generator

Softwarové příslušenství pro použití s IOPI Pro a Trainer – verze 1.0.2.0

POŽADAVKY NA OPERAČNÍ SYSTÉM

Tato aplikace je určena k provozování na:

- operačním systémem Windows 11 nebo Windows 10, který je dosud podporován společností Microsoft
- Vyžaduje .NET Framework 4.8 (pokud není nainstalován ve výchozí konfiguraci, nainstalujte jej z adresy <https://dotnet.microsoft.com/en-us/download/dotnet-framework/net48>)

RYCHLÝ START

Vložte dodaný USB disk do svého počítače a klikněte na: **IOPI® Report Generator Quick Start** (Rychlý start IOPI® Report Generator).

ZOBRAZENÍ DOKUMENTACE

Úplný návod k použití softwaru IOPI® Report Generator je dostupný v elektronické podobě jako součást softwaru. Soubor README, uživatelskou příručku a licenční smlouvu softwaru IOPI® Report Generator lze zobrazit volbou tlačítek **README**, **User Manual (Uživatelská příručka)** nebo **License Agreement (Licenční smlouva)** v okně Quick Start (Rychlý start).

Chcete-li si opatřit papírovou verzi uživatelské příručky Report Generator, obraťte se prosím na svého distributora nebo na společnost IOPI Medical.

IOPI® REPORT GENERATOR

Instalace

V okně Quick Start (Rychlý start) zvolte tlačítko **Install IOPI® Report Generator** (Nainstalovat IOPI® Report Generator) a postupujte podle pokynů k nastavení.

Spuštění z USB disku

Tento postup může být nutný, pokud nemá uživatel povoleno instalovat aplikaci přímo na počítač. Veškeré programové soubory zůstanou na dodaném USB disku.

V okně Quick Start (Rychlý start) zvolte tlačítko **Run IOPI® Report Generator From USB** (Spustit IOPI® Report Generator z USB).

FTDI DRIVER

IOPI série 3 vyžadují driver od společnosti FTDI. Tento driver již může být přítomen na počítači se systémem Windows 10 nebo Windows 11, nebo se může stáhnout automaticky. Pokud se vyskytnou problémy s připojením, je pravděpodobné, že počítač nemá správný driver. Nainstalujte FTDI driver ručně podle pokynů níže.

V okně Quick Start (Rychlý start) zvolte tlačítko **Update FTDI Driver** (Aktualizovat FTDI driver) a postupujte podle pokynů. Aktualizované ovladače mohou být dostupné na webových stránkách společnosti FTDI <https://ftdichip.com/drivers/vcp-drivers/>. Upozorňujeme, že je vyžadována verze „setup executable“ (spustitelný instalační soubor).

IOPI® Medical LLC
18500 156th Ave NE, STE 104
Woodinville, WA 98072 USA

Telefon: +1 (425) 549-0139
E-mail: info@iopimedical.com
Web: www.IOPIMedical.com