

STRUČNÉ INFORMÁCIE – softvér IOPI® Report Generator

Softvérové príslušenstvo na použitie so prístrojmi IOPI Pro a Trainer – verzia 1.0.2.0

POŽIADAVKY NA OPERAČNÝ SYSTÉM

Táto aplikácia je určená:

- pre operačný systém Windows 11 alebo Windows 10, ktorý spoločnosť Microsoft ešte stále podporuje,
- vyžaduje .NET Framework 4.8 (ak nie je predvolene nainštalovaný, prejdite na stránku <https://dotnet.microsoft.com/en-us/download/dotnet-framework/net48> a nainštalujte runtime).

RÝCHLE SPUSTENIE

Vložte dodaný USB kľúč do počítača a kliknite na **IOPI® Report Generator Quick Start** (Rýchle spustenie softvéru IOPI® Report Generator).

ZOBRAZENIE DOKUMENTÁCIE

Úplný návod na použitie softvéru IOPI® Report Generator je k dispozícii v elektronickej forme ako súčasť softvéru. Súbor README so stručnými informáciami, používateľskú príručku a licenčnú zmluvu pre softvér IOPI® Report Generator si môžete zobrazíť výberom tlačidiel **README**, **User Manual** alebo **License Agreement** v okne Quick Start (Rýchle spustenie).

Ak chcete získať papierovú verziu používateľskej príručky pre tento softvér, kontaktujte svojho distribútora alebo spoločnosť IOPI Medical.

IOPI® REPORT GENERATOR

Inštalácia

V okne Quick Start (Rýchle spustenie) vyberte tlačidlo **Install IOPI® Report Generator** (Nainštalovať IOPI® Report Generator) a postupujte podľa pokynov na nastavenie.

Spustenie z USB

Tento postup môže byť potrebný, ak používateľ nie je oprávnený inštalovať aplikáciu priamo do počítača. Všetky súbory programu zostanú na dodanom USB kľúči.

V okne Quick Start (Rýchle spustenie) vyberte tlačidlo **Run IOPI® Report Generator From USB** (Spustiť IOPI® Report Generator z USB).

OVLÁDAČ FTDI

Zariadenia IOPI 3. série vyžadujú od spoločnosti FTDI. Tento ovládač už môže existovať alebo sa môže automaticky stiahnuť do počítača so systémom Windows 10 alebo Windows 11. Ak máte problémy s pripojením, počítač s najväčšou pravdepodobnosťou nemá správny ovládač. Postupujte podľa pokynov nižšie a manuálne nainštalujte ovládač FTDI.

V okne Quick Start (Rýchle spustenie) vyberte tlačidlo **Update FTDI Driver** (Aktualizovať ovládač FTDI) a postupujte podľa pokynov. Aktualizované ovládače môžu byť k dispozícii na webovej stránke FTDI <https://ftdichip.com/drivers/vcp-drivers/>. Upozorňujeme, že je potrebná verzia „setup executable“.

IOPI® Medical LLC
18500 156th Ave NE, STE 104
Woodinville, WA 98072, USA

Tel.: +1 (425) 549 0139
E-mail: info@iopimedical.com
Web: www.IOPIMedical.com