

BENİ OKU - IOPI® Report Generator (Raporlama) Yazılımı

IOPI Pro ve Trainer cihazları ile kullanım için yazılım aksesuarı - Sürüm 1.0.2.0

İŞLETİM SİSTEMİ GEREKSİNİMLERİ

Bu uygulama şunun üzerinde çalışmak üzere tasarlanmıştır:

- Windows 11 işletim sistemi veya Microsoft tarafından hala desteklenmekte olan Windows 10 işletim sistemi
- .NET Framework 4.8 gerektirir (bu varsayılan olarak yüklü değilse, <https://dotnet.microsoft.com/en-us/download/dotnet-framework/net48> adresine gidin ve runtime'ı yükleyin)

HIZLI BAŞLANGIÇ

Sağlanan USB sürücüsünü bilgisayarınıza takın ve üzerine tıklayın: **IOPI® Report Generator (Raporlama Yazılımı) Hızlı Başlangıç**.

BELGELERİ GÖRÜNTÜLE

IOPI® Report Generator (IOPI® Raporlama Yazılımı) için tam kullanım talimatları yazılımın bir parçası olarak elektronik formda mevcuttur. IOPI® Report Generator (IOPI® Raporlama Yazılımı) BENİ OKU dosyası, Kullanım Kılavuzu ve Lisans Sözleşmesi, Hızlı Başlangıç penceresindeki **README (BENİ OKU)**, **User Manual (Kullanıcı Kılavuzu)** veya **License Agreement (Lisans Sözleşmesi)** düğmeleri seçilerek görüntülenebilir.

Report Generator (Raporlama Yazılımı) Kullanıcı Kılavuzu'nun basılı bir versiyonunu edinmek için lütfen distribütörünüzle veya IOPI Medical ile iletişime geçin.

IOPI® REPORT GENERATOR (IOPI® RAPORLAMA YAZILIMI)

Kurulum

Hızlı Başlangıç penceresinde **Install IOPI® Report Generator (IOPI® Raporlama Yazılımını Kur)** düğmesini seçin ve kurulum talimatlarını izleyin.

USB Sürücüden Çalıştır

Bu prosedür, kullanıcının bir uygulamayı doğrudan bir bilgisayara yükleme yetkisi yoksa gerekli olabilir. Tüm program dosyaları sağlanan USB sürücüsünde kalır.

Hızlı Başlangıç penceresinde **Run IOPI® Report Generator From USB (USB'den IOPI® Raporlama Yazılımını Çalıştır)** düğmesini seçin.

FTDI SÜRÜCÜSÜ

IOPI Series 3 cihazları FTDI tarafından üretilen bir sürücü gerektirir. Bu sürücü zaten mevcut olabilir veya bir Windows 10 veya Windows 11 bilgisayarda otomatik olarak indirilebilir. Bağlantı sorunları yaşıyorsanız, bilgisayar büyük olasılıkla doğru sürücüye sahip değildir. FTDI sürücüsünü manuel olarak yüklemek için aşağıdaki talimatları izleyin.

Hızlı Başlangıç penceresinde **Update FTDI Driver (FTDI Sürücüsünü Güncelle)** düğmesini seçin ve talimatları izleyin. Güncellenmiş sürücüler FTDI web sitesinden temin edilebilir <https://ftdichip.com/drivers/vcp-drivers/>. "Kurulum çalıştırılabilir" sürümünün gerekli olduğunu unutmayın.

IOPI® Medical LLC
18500 156th Ave NE, STE 104
Woodinville, WA 98072 ABD

Telefon: +1 (425) 549-0139
E-posta: info@iopimedical.com
Web: www.IOPIMedical.com